

Verdere informatie

Gelzone is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.



Implantech
Superior Patient Aesthetics

Fabrikant Gelzone:
Implantech Associates, Inc.
6025 Nicolle Street
Ventura, CA 93003 USA

MediMast
medical products for home care

Verkoop Nederland:
MediMast BV
Prinses Marijkelaan 11
2635 JH Den Hoorn
T 085-7608140
F 085-7608141
www.medimast.nl
info@medimast.nl

GELZONE®

Indicatie

De Gelzone Wrap geeft een goede en comfortabele ondersteuning en compressie van spieren en gewrichten.

Materiaal

Gelzone is een stoffen bandage die aan één zijde bekleed is met siliconengel. Gelzone is een unieke elastische bandage; de zachte siliconen zorgen dat de bandage exact blijft zitten, een ideale druk uitoefent en uitermate comfortabel is.

Verschillende maten

De Gelzone bandages zijn leverbaar in verschillende afmetingen voor de verschillende lichaamsdelen:

- knie, enkel en dijbeen
- hand, pols en elleboog
- borst en buik

Comfortable ondersteuning

Gelzone is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, geschikt voor verschillende indicaties. In onderstaand overzicht kunt u vinden welke afmeting voor welke indicatie wordt geadviseerd.

Voor ondersteuning bij:	Afmeting					
	2,5x30 cm	5x40 cm	10x30 cm	10x60 cm	10x100 cm	15x120 cm
Buik						G
Arm					G	G
Knie		G	G	G		
Carpale Tunnel Syndroom	G	G				
Tenniselleboog		G	G	G	G	
Gewrichten en spieren	G	G	G	G	G	G
Koudetherapie	G	G	G	G	G	G
Compressie	G	G	G	G	G	G
Hamstring of heup					G	G
Ribben of borst						G
Osteoarthritis			G	G	G	G



Indicaties voor gebruik

Gelzone dient voor ondersteuning van spieren en gewrichten.

Gebruiksaanwijzing

1. Rol de Gelzone bandage af. Plaats de gelzijde tegen de huid.
2. Wikkel Gelzone anderhalf keer om het te behandelen gebied. Pas plaatsing en druk aan voor een comfortabele ondersteuning.
3. De ideale ondersteuning wordt bereikt met anderhalve wikkeling. Indien nodig kan de Gelzone bandage met een schaar worden ingekort.
4. Bevestig de Gelzone bandage met de meegeleverde sluitstrips.

Voor spier- en gewrichtsondersteuning: Gelzone dient gedragen te worden gedurende de periode dat ondersteuning is gewenst of zo lang als aangegeven door uw medisch professional.

Onderhoud

Het wordt aanbevolen Gelzone dagelijks te reinigen door middel van een handwas met milde zeep en water. Daarna goed naspoelen met schoon water en in de lucht laten drogen. Als Gelzone volledig droog is kan het weer geplaatst worden.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties

- Alleen voor uitwendig gebruik
- Als er complicaties optreden zoals huiduitslag of irritatie van het gebied waar Gelzone wordt geplaatst, stop dan het gebruik. Het gebruik kan worden hervat nadat de huiduitslag of irritatie is verdwenen. Als de problemen blijven bestaan, raadpleeg dan een arts.
- Niet gebruiken op open wonden.
- Niet gebruiken rond de nek en niet te strak plaatsen. Verwijder Gelzone als u pijn of een verdoofd gevoel ervaart.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.