

Gebruiksaanwijzing NewGel+UV® siliconengel

Omschrijving

NewGel+UV® biedt de eerste littekenbehandeling die medische siliconengel combineert met een chemisch vrije UV-bescherming. Deze sneldrogende siliconengel helpt om littekens gladder en zachter te maken en roodheid, jeuk en irritatie te verminderen.

De toegevoegde UV-bescherming voorkomt verdere verkleuring en beschadiging van het gevoelige littekenweefsel, als gevolg van (kortstondige) blootstelling aan direct zonlicht. NewGel+UV® irriteert niet en is vrij van chemische ingrediënten. NewGel+UV® wordt niet door de huid opgenomen, maar blijft als dun laagje aanwezig op de huid. Hierdoor is het veilig in gebruik.

- Geschikt voor alle huidtypen
- Veilig te gebruiken bij kinderen
- Vermindert irritatie en jeuk veroorzaakt door littekens

NewGel+UV® siliconengel vormt na droging een dun, flexibel en watervast laagje op de huid. Het dient als een beschermende barrière en creëert een omgeving voor optimale en minimale littekenvorming. De siliconengel dient twee keer per dag te worden aangebracht op het littekengebied. Bij voorkeur in de ochtend en avond en 15 minuten voor blootstelling aan de zon.

NewGel+UV® siliconengel kan gedurende de gehele duur van de littekenbehandeling gebruikt worden en kan eventueel ook gecombineerd worden met andere NewGel+® siliconen producten. Gebruik NewGel+UV® siliconengel echter nooit onder de NewGel+® siliconen verbanden/pleisters, hierdoor kunnen de verbanden/pleisters loslaten en zal de werking verminderen.

Actieve ingrediënten

Zinkoxide 20%.....UV-bescherming

Inactieve ingrediënten

Gepolymeriseerd siloxaan (siliconengel), C12-15 Alkyl Benzoaat, Polyhydroxystearic Acid

Gebruik

NewGel+UV® siliconengel helpt bij het verbeteren van littekens en voorkomt verbranding en verkleuring van het litteken veroorzaakt door zonlicht.

Waarschuwingen

- **Alleen voor uitwendig gebruik**
- **Buiten bereik van kinderen bewaren**
- **Alleen gebruiken op een volledig gesloten huid. Niet gebruiken in of op de ogen.** Spoel met water om te verwijderen. Stop het gebruik en raadpleeg uw arts indien de gel uitslag veroorzaakt.

Gebruiksaanwijzing

- Was en droog het littekengebied.
- Tweemaal daags dun en gelijkmatig aanbrengen op het littekengebied, 15 minuten voor blootstelling aan zonlicht. Laten drogen.
- Opnieuw aanbrengen is aanbevolen na zwemmen en zweeten.

Raadpleeg uw arts voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 maanden.

Verdere informatie

Bewaren bij een temperatuur tussen de 15°C en 27°C. Vermijd overmatige hitte en direct zonlicht.

NEW *medical*
Technology

Fabrikant:
NewMedical Technology, inc
310 Era Drive
Northbrook, IL 60062, USA
www.silagen.com

MediMast

medical products for home care

Distributie Nederland:
MediMast BV
Prinses Marijkelaan 11
2635JH Den Hoorn
www.medimast.nl

