

2. Werkt SeaAllure ook tegen donkere kringen of wallen onder de ogen?

Nee. SeaAllure doet niks tegen de donkere kringen rond de ogen en maken de wallen zelfs erger als gevolg van de toegenomen hydratatie. Plaats SeaAllure over de rimpels en niet over de wallen.

3. Wat maakt SeaAllure zo goed?

De combinatie van de huidverstevigende voedingsstoffen en de occlusie zijn uniek voor SeaAllure. De verhoogde hydratatie, veroorzaakt door de occlusie, verbetert het binnendringen van hydraterende voedingsstoffen in de huid en resulteert in een beter effect vergeleken met het simpelweg aanbrengen van deze voedingsstoffen op de huid. De gepatenteerde Silon-technologie verschaft een comfortabele en eenvoudig te gebruiken pleister die de hele nacht blijft zitten en 's ochtends weer eenvoudig is te verwijderen.

4. Wat is de samenstelling van SeaAllure?

SeaAllure is gemaakt van Silon siliconengel met een rugzijde van gewoven stof. Toegevoegde stoffen:

Polymannuronaten – Een hydraterend polysaccharide extract van de *Macrocystis Pyrifera* (zeewier).

Prolaminen – Gehydrateerde tarweproteïnen rijk aan glutamine en glutaminezuren.

5. Wat zijn de voordelen van het gebruik van een pleister?

In tegenstelling tot injecties is SeaAllure niet-invasief. Er is geen risico op complicaties en de behandeling is pijnloos.

6. Wat te doen als ik al injecties of vullers gebruik?

Van SeaAllure is het niet bekend dat ze inwerken op invasieve rimpelbehandelingen zoals injecties en vullers.

7. Is het gebruik van SeaAllure veilig? Zijn er bijwerkingen?

SeaAllure is veilig. Er zijn geen bijwerkingen of risico's bekend.

8. Is SeaAllure effectief op alle huidtypen en huidskleuren?

Ja. Hoewel het resultaat per individu kan verschillen, is er geen verschil bekend gerelateerd aan het huidtype of de huidskleur.

9. Hoe snel zie ik resultaat?

Vaak zien gebruikers binnen enkele dagen tot ongeveer twee weken resultaat.

10. Hoe lang blijft het resultaat?

Het resultaat blijft enkele dagen tot een week zichtbaar, nadat u bent gestopt met het gebruik. Gebruik SeaAllure enkele malen per week om het resultaat te behouden.

11. Kan ik SeaAllure gebruiken naast andere anti-aging crèmes en lotions?

Ja, maar zorg dat u SeaAllure gebruikt op een schone en droge huid. De pleisters hechten niet goed op een vette huid.

12. Moet ik een vochtinbrenger gebruiken naast SeaAllure?

Nee. SeaAllure is een effectieve vochtinbrenger.

13. Is SeaAllure op dieren getest?

Nee, dieren lijken geen problemen te hebben met rimpels, dus hebben we het op mensen getest!

Distributie Nederland:
MediMast BV
Victoria 10
2635MJ Den Hoorn
www.medimast.nl
info@medimast.nl

Fabrikant:
Bio Med Sciences
Allentown, PA 18106, VS
www.seaallure.com



NATURE'S BEAUTY SEACRET

SeaAllure is een innovatieve, nachtelijke huidverstevigingspleister van siliconen, die klinisch heeft bewezen rimpels in het gezicht te verminderen



LOOKING YOUR BEST
AND FEELING YOUNG

www.medimast.nl

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoe het werkt ...

SeaAllure combineert twee hydratatie methoden om gezichtsrimpels te verminderen. Een zachte pleister van Silon® siliconengel zorgt voor een verhoogde huidhydratatie door het verminderen van de normale opvlakteverdamming van de huid. De Silon® siliconengel voedt de huid ook met hydraterende voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen, onttrokken uit zeewier, houden effectief het vocht vast in de huid, ook als de pleister is verwijderd. Door de toegenomen hydratatie wordt de huid verstevigd en verminderen de rimpels, wat resulteert in een natuurlijke uitstraling van uw beste 'look'. Bij de meeste gebruikers laat SeaAllure al binnen enkele dagen een vermindering van de rimpels in het gezicht zien. SeaAllure is wetenschappelijk ontwikkeld en gefabriceerd in de VS volgens strikte kwaliteitsregels en het effect is bewezen in gecontroleerde klinische studies.



PRODUCTKENMERKEN

Verpakking - Gebruik - Samenstelling

Eén verpakking SeaAllure bevat 20 paar sikkelvormige pleisters. Hiermee kunt u:

- Tussen de één en zes maanden plakken rond de 'kraaienpoten' bij de ogen **of** de mond.
- Tussen de twee weken en drie maanden plakken rond de ogen **en** de mond.

Hoe lang u met een verpakking doet is afhankelijk van het hergebruik van dezelfde pleister en hoeveel nachten per week u SeaAllure gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik de SeaAllure pleisters gedurende twee weken elke nacht minimaal enkele uren (bij voorkeur de gehele nacht). Daarna gedurende twee weken drie nachten per week. Voor een blijvend resultaat dient u SeaAllure enkele nachten per week te blijven gebruiken.

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
ledere nacht		3 nachten per week	

De SeaAllure pleisters kunt u eenmalig gebruiken, maar ze kunnen ook uitstekend meerdere malen worden gebruikt. De pleisters dienen dan na elk gebruik met handwarm water te worden gewassen en in de lucht te worden gedroogd. Ze zijn dan weer klaar voor het volgende gebruik.

Het herhaald gebruik van dezelfde pleister kan resulteren in een mindere kleefkracht van de pleister en de afgifte van de huidverstevigende voedingsstoffen neemt af. Daarom adviseren wij u de pleisters niet te vaak te gebruiken en op tijd te vervangen.

De pleisters kunnen eventueel op maat worden geknipt voor een betere pasvorm of voor gebruik elders in het gezicht.

Aanbevelingen:

- Gebruik SeaAllure alleen op een schone, droge huid. De pleisters hechten niet goed bij gebruik van crèmes, lotions of olie.
- Sommige mensen wennen langzaam aan het dragen van pleisters gedurende de nacht. Het kan zijn dat u ze lostrekt in uw slaap. De meeste mensen wennen echter snel, maar sommigen geven de voorkeur aan het dragen van een slaapmasker over de pleisters heen.
- Open eerst één kant van de verpakking en laat de andere kant afgesloten tot u deze nodig hebt.

Samenstelling: Silon® siloxane-based sheet (100% medisch silicium) met een rugzijde van gewoven stof.
Toegevoegde stoffen: Polymannuronaten - Een hydraterend polysacharide-extract van de Macrocytis Pyrifera (zeewier).
Prolaminen - Hydraterende tarwe-proteïnen rijk aan glutamine en glutaminezuren.

Pleisters kunnen worden bijgeknipt voor een geode pasvorm elders op het gezicht



Rechter oog of linker mondhoek

Plak hier voor de mondhoeken en bovenlip



Linker oog of rechter mondhoek

Plak hier voor de ogen

(Plak ze niet te dichtbij de ogen)

FAQ's

Veelgestelde vragen

1. Hoe werkt SeaAllure?

De pleister van Silon® materiaal hydrateert de huid door de normale verdamping van de huid te verminderen (occlusie). De Silon® siliconengel voedt de huid ook met hydraterende voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen, onttrokken uit zeewier, houden effectief het vocht vast in de huid, ook als de pleister is verwijderd. Door de toegenomen hydratatie wordt de huid verstevigd en verminderen de rimpels, wat resulteert in een natuurlijke uitstraling van uw beste 'look'.