



# TRANSPARANT MEDISCH MONDMASKER

Type IIR

## VEILIGE EN HELDERE COMMUNICATIE



De **Smile Shield™** verandert de manier waarop mensen contact hebben. Het beschermt als een type-IIR mondkmasker, maar maakt ook een heldere en vriendelijke communicatie mogelijk.

Het mondkmasker is ideaal voor plekken waar gezichts-expressie, liplezen of een beter, helder contact noodzakelijk is.

ZIEKENHUIZEN | VERZORGINGSHUIZEN | VERPLEEGHUIZEN | OPERATIEAFDELING | IC



ANTI-CONDENS  
VENSTER



HYPO-  
ALLERGEEN



COMFORTABELE  
OORLUSSEN



>98%  
BFE



AANPASBARE  
NEUSSTRIP



Artikelcode  
SSMIIR50  
SSMIIR2000

1 verpakking, 50 stuks  
40 verpakkingen, 2000 stuks

CE | MDR | EN14683+AC:2019 en EN166:2019

Distributie Nederland en België:

MediMast

## TECHNISCHE INFORMATIE

---

**Smile Shield™** voldoet aan de EN14683+AC:2019 en EN166:2019 norm. Het is een type IIR mondk masker en is CE en MDR (2017/745) geregistreerd.

EN14683+AC:2019 en EN166:2019	IIR Requirement	Smile Shield™
Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%)	≥ 98%	Pass
Breathability (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 60,0	Pass
Splash Resistance (kPa)	≥ 29 @ 16k Pa	Pass
Microbial Cleanliness (cfu/g)	≤ 30	Pass

## EIGENSCHAPPEN

---

- voldoet aan de EN14683 IIR norm
- helder anti-condens venster
- vloeistof resistent
- hypo-allergeen
- latexvrij en disposable
- comfortabele oorlussen
- aanpasbare neusstrip
- niet steriel

## VOORDELEN

---

Goed contact tussen mensen is gebaseerd op een heldere communicatie. Met de **Smile Shield™** profiteer je van de volgende voordelen:

- duidelijke communicatie
- mogelijkheid tot liplezen
- zichtbare gezichtsuitdrukkingen
- persoonlijk en vriendelijk contact

## TOEPASSING

---

De **Smile Shield™** heeft een transparant venster waardoor de mond zichtbaar is. Hierdoor is het mogelijk om duidelijk te kunnen communiceren met mensen die voor hun communicatie (deels) afhankelijk zijn van liplezen en gezichtsexpressies. Hierbij valt te denken aan doven en slechthorenden, (dementerende) ouderen, (jonge) kinderen, mensen binnen het speciaal onderwijs en nog veel meer.

De **Smile Shield™** wordt aanbevolen voor gebruik in:

- de zorg in het algemeen
- ziekenhuizen en verpleeghuizen
- op de operatieafdeling en IC